



M059	Glyphosat og aminomethylphosphonsyre (AMPA)
Anvendelsesområde	Bestemmelse af glyphosat og AMPA i vandige matricer.
Målemetode(r)	Den analytiske procedure skal sikre, at glyphosat og AMPA er frigivet fra eventuelle komplekser med divalente ioner, f.eks. ved tilsætning af EDTA (jf. ISO/CD 16308 (seneste udgave)) eller behandling med stærk syre (jf. Ibáñez, M.; Pozo, Ó.J.; Sancho, J.V.; López, F.J. og Hernández, F. (2006), <i>J. Chromatogr. A.</i> <u>1134</u> , 51-55).

Version / Dato	V01 / 25.05.2011
Ansvarlig for udarbejdelsen	Ulla Lund / Maj-Britt Fruekilde