

REFLAB

M029	Tørstof og glødetab
Anvendelsesområde	Bestemmelse af tørstof (også kaldet inddampningsrest) og glødetab i grundvand og drikkevand, tørstof i biologisk materiale, samt tørstof og glødetab i jord, sediment og slam
Målemetode(r)	DS 204 (seneste udgave) For tørstof i sediment og biologisk materiale kan tørring ske ved frysetørring. Laboratoriet skal i så fald have vist overensstemmelse mellem tørring ved frysetørring og tørring som beskrevet i DS 204.

Version / Dato	V01 / 25.05.2011
Ansvarlig for udarbejdelsen	Ulla Lund