



<b>M052</b>	<b>TOC i sediment</b>
Anvendelsesområde	Bestemmelse af total organisk kulstof (TOC) i sediment
Målemetode(r)	Prøven sigtes inden analyse gennem en sigte med 2 mm maskevidde. TOC bestemmes på fraktionen < 2 mm. ISO 10694 (seneste udgave), direkte metode DS/EN 13137 (seneste udgave), metode B eller Hedges, J.I. & J.H. Stern, Carbon and nitrogen determinations of carbonate-containing solids, <i>Limnology and Oceanography</i> <u>29</u> , 657 - 663 (1984)

Version / Dato	V01 / 25.05.2011
Ansvarlig for udarbejdelsen	Ulla Lund